



- | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|
| 1 Druckminderer | 11 Flow-Meßröhren | 1 Pressure regulator | 10 Flow-control valves |
| 2 Rückschlagventile | 12 Stecksystem | 2 Check valve | 11 Flowmeters |
| 3 Druckminderer 5/3 bar | 13 Vapor 19.n | 3 Pressure regulator, 5/3 bar | 12 Plug-in system |
| 4 Druckminderer 5/1,5 bar | 14 Frischgasausgang | 4 Pressure regulator, 5/1.5 bar | 13 Vapor 19.n |
| 5 Umschalter "N2O/Air" | 15 O2-Flush | 5 "N2O/Air" switching valve | 14 Fresh-gas outlet |
| 6 Warneinrichtung für O2-Mangel | 16 Steckkupplung für Ventillog | 6 O2 shortage alarm | 15 O2 flush |
| 7 N2O-Sperre | 17 Absaugeejektor | 7 N2O cut-out | 16 Plug-in coupling for Ventillog |
| 8 Druckluft-Ventil | 18 Steuerventil | 8 Medical Air valve | 17 Suction ejector |
| 9 ORC Steuerelement für O2-Mindestkonzentration | 19 Umschalter "Air/O2" (automatisch) | 9 ORC control element for O2 minimum concentration | 18 Control valve |
| 10 Dosierventile | 20 N2O-Bypass | | 19 "Air/O2" switching valve (automatic) |
| | | | 20 N2O by-pass |